


L&L SKIN

Gua Sha Sculpting Roller (Gua Sha valjak za oblikovanje)

Uputstvo za upotrebu

1. Dizajn oblika



Unutrašnje zakrivljena ivica: lice, vrat, čelo, ruke, noge

Oštra ivica: akupunkturne tačke

Spoljašnje zakrivljena ivica: glava, leđa, grudi i stomak

Urez: brada i linija vilice

Zaobljena oštra ivica: akupunkturne tačke, meridijani, prsti i nožni prsti

2. Dijamantski oblikovan 3D roler



Dijamantski 3D roler pomaže u smanjenju celulita, bora i finih linija, smanjuje oticanje fasije za čvršći, zategnutiji i mlađi izgled.

3. Ergonomski dizajn koji savršeno odgovara koži



Različite ivice uređaja pružaju različite rezultate u masaži. Svaka strana je oblikovana da podiže i dosijpe do djelova lica i tijela kako bi poboljšala fine linije, opuštanje kože i limfnu drenažu.

4. Hematitski kamen na vrhu



Nježno pritisnite kamen na akupunkturnu tačku ili ga pomjerajte duž kontura lica kako biste ublažili anksioznost, podstakli cirkulaciju krvi i eliminisali nesanicu.

5. Terapija struganjem leđa i masaža



Značajno poboljšava zapreminu protoka krvi i razbija tkivne adhezije u području abrazije kože kako bi podstakao cirkulaciju krvi, metabolizam energije i smanjio bol i oticanje.



Masaža Lica

Konturisanje brade i linije vilice

Masaža podizanja spoljnog ugla oka (canthus lift)

Masaža usana

Oblikovanje obraza

Bore na čelu

Nazolabijalne linije (bore smijeha)

Masaža i podizanje

Marionetske linije

Masaža linije kose

Masaža učvršćivanja oko očiju



Masaža Vrata

Limfna drenaža vrata

Masaža ključne kosti

Bore na vratu

Oslobađanje mišića ključne kosti



Masaža cijelog tijela

Zatezanje opuštenih ruku

Podizanje grudi

Masaža struka

Zatezanje unutrašnje strane butina