

L&L SKIN

KIRA 24K ZLATNI RF UREĐAJ ZA LICE

UPUTSTVO ZA UPOTREBU I INFORMACIJE O GARANCIJI



Uvod

Hvala vam što ste kupili vaš novi RF uređaj za ljepotu. Ovaj uređaj koristi naprednu radiofrekventnu tehnologiju koja djeluje na epidermis, dermis i mišićne slojeve kako bi omogućio višedimenzionalni efekat anti-starenja, brže zagrijavanje, veću površinu djelovanja i bogatije rezultate! Poboljšana je radiofrekvencija s tri opsega, što aktivira kolagen na više nivoa, čini kožu punijom i elastičnijom, zateže bore i poboljšava četiri glavna problema starenja: opuštenu, viseću, naboranu i žućkastu kožu.

Istovremeno, uređaj koristi tehnologiju dvostruke ionske penetracije i pročišćavanja, kombinuje visokotehnološke karakteristike s EMS tehnologijom i djeluje istovremeno sa mikrovibracijskom masažom kako bi dubinski pročistio kožu, pomogao boljoj apsorpciji hranljivih sastojaka iz proizvoda za njegu kože i zategnuo kožu. Obezbijedite bolje rezultate njege kože iznutra prema vani i održavajte kožu zdravom, elastičnom i sjajnom u svakom trenutku.

Važno

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe uređaja i sačuvajte ga za buduću referencu.

Opasnost

- Držite punjač i USB kabl suvim. Nikada ih ne uranjajte u vodu.
- Nemojte puniti uređaj u vlažnim uslovima (npr. u blizini napunjene kade, pod tušem ili blizu bazena).
- Nikada ne bacajte uređaj u vatru.

Upozorenje

- Uređaj koristite samo uz priloženi USB kabl tokom punjenja.
- Ne koristite uređaj, dodatke ili USB kabl ako su oštećeni, kako biste izbjegli povrede.
- Ako je USB kabl oštećen, zamijenite ga isključivo originalnim kablom kako biste spriječili opasnost.
- Potpuno napunite uređaj najmanje jednom u dva mjeseca kako biste očuvali vijek trajanja baterije.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba mlađih od 12 godina, kao ni osoba sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, niti osoba bez iskustva ili znanja, osim ako im nadležna osoba ne pruži nadzor ili uputstva o bezbjednoj upotrebi uređaja.
- Trudnicama i dojilkama se ne preporučuje korišćenje ovog uređaja.

Pažnja

- Ne koristite uređaj u bilo koje druge svrhe osim onih opisanih u ovom uputstvu.
- Punite, koristite i čuvajte uređaj na temperaturama između 5°C/40°F i 35°C/95°F.
- Nemojte koristiti uređaj ako uzimate lijekove na bazi steroida.
- Nemojte koristiti uređaj ako se vaša koža još uvijek oporavlja od kozmetičkih zahvata kao što su hemijski ili mehanički piling, lasersko obnavljanje kože, frakcioni laserski tretman, mezoterapija ili bilo koji drugi tretman dermalnim filerima u posljednje dvije sedmice.


Opšte smjernice

- Redovno čišćenje uređaja osigurava optimalne rezultate i duži vijek trajanja uređaja.
- Nemojte koristiti uređaj dok spavate ili ako ste pospani.

Kontraindikacije i ostala upozorenja

- Ne primjenjujte uređaj direktno na uho, jer to može izazvati privremeni gubitak sluha.
- Ne koristite uređaj ako imate bilo kakve probleme sa ušima (upalu uha, infekciju, ili bilo kakve anomalije).
- Ne koristite uređaj na ispucaloj koži, otvorenim ranama ili ako patite od kožnih oboljenja ili iritacija, kao što su teška akna, opekotine od sunca, infekcije kože itd.
- Ne koristite uređaj ako imate pejsmejker, ugrađeni medicinski uređaj ili mentalne proteze.
- Ne koristite uređaj na sluznicama (npr. unutar nosa, usta, genitalne regije), jer može izazvati lokalnu iritaciju.


Dijelovi uređaja



1. Masažna sonda
2. Indikator stepena/indikator punjenja
3. Dugme za promjenu stepena
4. Dugme za uključivanje, promjenu režima i indikator režima
5. Priključak za punjenje
6. USB kabl
7. Baza

Vodič za funkcije

1. Uređaj ima četiri režima rada: režim za čišćenje kože, režim za njegu i ishranu kože, režim za ublažavanje bora i režim za učvršćivanje kože.
2. Nakon dugog pritiska na dugme za uključivanje da biste uključili uređaj, režimi se mogu mijenjati pomoću dugmeta za promjenu režima.
3. Kada je uređaj uključen, podešavanje intenziteta može se vršiti pomoću dugmeta za promjenu stepena.
4. Držite pritisnuto dugme za uključivanje kako biste isključili uređaj.



Nježno, Normalno, Jako

Režim za učvršćivanje kože

Režim za ublažavanje bora

Režim za čišćenje kože

Režim za njegu i ishranu kože

Funkcija automatskog gašenja: Uređaj će se automatski isključiti nakon 4 minuta kontinuirane upotrebe.

Vodič za funkcije

Režim za čišćenje kože

1. U ovom režimu, kontinuirana vibracija sa promenljivom frekvencijom i pozitivni joni koje generiše uređaj mogu pročititi duboke pore, sužiti pore, posvijetliti fleke i akne, riješiti problem umorne kože i učiniti je kristalno čistom. Specifična talasna dužina plave svjetlosti pomaže u borbi protiv akni, pročišćava kožu, sužava pore, popravljajući osjetljivu kožu i balansira proizvodnju sebuma.
2. Kako koristiti
Korak 1: Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj, a zatim odaberite opciju za aktiviranje režima za čišćenje kože.
Korak 2: Nakon što nanesete kremu za njegu, dodirnite kožu lica masažnom sondom, kao što je prikazano na slici, i masirajte kružnim pokretima.



Režim za njegu i ishranu kože

1. U ovom režimu, kontinuirana vibracija sa promenljivom frekvencijom i negativni joni koje generiše uređaj mogu pomoći koži da apsorbira hranljive materije, kao što su vitamin C i minerali. Stoga, kada koristite ovaj režim, efekat upotrebe uređaja sa proizvodima za njegu kože je mnogo očigledniji, kao što su sredstva za izbjeljivanje, proizvodi koji sadrže vitamin C, vitamin A ili vitamin E.

2. Kako koristiti

Korak 1: Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj, a zatim odaberite opciju za aktiviranje režima za ishranu kože.

Korak 2: Nakon što naneseš kremu za ishranu ili masku, dodirni kožu lica masažnom sondom, kao što je prikazano na slici, i masiraj kružnim pokretima.



Režim za ublažavanje bora

1. U ovom režimu, radiofrekventni uređaj emituje radio talase u potkožno tkivo, čime se prirodni otpor potkožnog tkiva pokreće da generiše toplotnu energiju. Koristi princip da se kolagen vlakna u dermisu odmah smanje na temperaturama između 55-70°C, što ima efekat zatezanja kože i podsticanja regeneracije kolagena. Dva efekta su prisutna: dok kolagen odmah dolazi do kontrakcije, takođe stimuliše dermis da luči više novih kolagen vlakana koja regenerišu kožu, čime ponovo podržava kožu, povećava debljinu i gustinu dermisa i popunjava bore. Ovaj proces poboljšava opuštanje kože.



LED crveno svetlo koristi specifičnu talasnu dužinu koja može poboljšati mikrocirkulaciju krvnog i limfnog sistema kože, stimulisati aktivnost mitohondrija u ćelijama, a specifična talasna dužina LED crvenog svetla može pretvoriti svetlosnu energiju u ćelijsku energiju i neutralizovati slobodne radikale nastale u ćelijama. Takođe, stimuliše fibroblaste da proizvode kolagen, aktivira kožu, ubrzava cirkulaciju krvi i može poboljšati bore i zategnutost kože iznutra.

Kontinuirana vibracija sa promenljivom frekvencijom koju generiše uređaj može masirati kožu, smanjiti fine linije, učvrstiti kožu i efikasno sprečiti stvaranje bora i opuštanje kože.

Upozorenje: Radio talasi koje generiše radiofrekvencija će nastaviti da zagrijavaju dermis kože. Molimo vas da nastavite da pomjerate masažnu sondu dok je u kontaktu sa kožom. Nemojte zadržavati uređaj na istom dijelu kože kako biste izbjegli opekotine.

2. Kako koristiti

Korak 1: Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj, a zatim odaberite opciju za aktiviranje režima za ublažavanje bora.

Korak 2: Nakon što naneseš nutritivnu kremu, dodirni kožu masažnom sondom, kao što je prikazano na slici, i pomjeraj je prema gore kako biste masirali.



Režim za učvršćivanje kože

1. U ovom režimu, uređaj šalje EMS mikro-struju koja podmlađuje facijalne mišiće i motorne nerve, te podstiče efikasnije kontrakcije kože lica, čime se poboljšava lokalna cirkulacija krvi, aktiviraju ćelije, smanjuje oticanje kože i podiže i učvršćuje kožu.

LED crveno svetlo koristi specifičnu talasnu dužinu koja poboljšava mikrocirkulaciju krvnog i limfnog sistema kože, stimuliše aktivnost mitohondrija u ćelijama, a specifična talasna dužina LED crvenog svetla može pretvoriti svjetlosnu energiju u ćelijsku energiju i neutralizovati slobodne radikale nastale u ćelijama. Takođe stimuliše fibroblaste da proizvode kolagen, aktivira kožu, ubrzava cirkulaciju krvi i može poboljšati bore i zategnutost kože iznutra.

Kontinuirana frekvencija vibracije koju generiše instrument može masirati kožu, ublažiti fine linije, učvrstiti kožu i efikasno spriječiti bore i opuštanje kože.

2. Kako koristiti

Korak 1: Pritisnite i držite dugme za uključivanje da biste uključili uređaj, a zatim odaberite opciju za aktiviranje režima za učvršćivanje kože.

Korak 2: Nakon što naneseš nutritivnu kremu, dodirni kožu masažnom sondom, kao što je prikazano na slici, i pomjeraj je prema gore kako biste masirali.



Kako puniti uređaj

1. Povežite uređaj sa računarom za punjenje pomoću USB kabla: Uključite računar, povežite USB kabl za punjenje u priključak na računaru, a Type-C kraj kabla povežite u priključak za punjenje uređaja da biste započeli punjenje.
2. Punjenje preko adaptera: Povežite USB kabl za punjenje u priključak adaptera, a Type-C kraj kabla povežite u priključak za punjenje uređaja da biste započeli punjenje.
Specifikacije adaptera: 5V-1A
3. Indikator svijetli dok je uređaj na punjenju, a indikator ostaje uključen kada je uređaj potpuno napunjen.




OPREZ: Pre nego što počnete sa punjenjem, uvjerite se da je priključak za punjenje suv i bez vode i proizvoda za njegu kože. Ne puniti uređaj na mjestima gde bi mogao biti potopljen u vodu. Molimo vas da ne koristite uređaj dok se puni, a vrijeme punjenja ne bi smjelo da prelazi 24 časa. Potpuno napunite uređaj najmanje svakih 2 mjeseca kako biste produžili vijek trajanja baterije. Koristite samo prateće punjače koji su dostavljeni uz uređaj.

Čišćenje uređaja

Sljedeća uputstva za održavanje su važna kako bi uređaj pravilno funkcionisao. Ako se ova uputstva ne budu pratila, uređaj može pružiti manje efikasne tretmane ili prestati da radi.

Prije nego što počnete sa čišćenjem, uvjerite se da je uređaj isključen.

- Prilikom čišćenja uređaja, koristite samo suhu krpu.
- Nemojte koristiti čeličnu vunu, abrazivne sredstva za čišćenje ili korozivne tečnosti kao što su alkohol ili aceton za čišćenje uređaja.
- Temeljno očistite uređaj i sondu nakon svake upotrebe kako biste osigurali njegovu efikasnost.
- Nemojte ispirati uređaj pod slavinom ili ga potapati u vodu.
- Uvjerite se da su svi dijelovi uređaja suvi pre nego što ponovo povežete kabl za punjenje.



BATERIJA: Li-ion 900 mAh 3.7 V

PUNJENJE: Oko 3 sata

Procijenjeno vrijeme upotrebe sa punom baterijom:

1. režim za ublažavanje bora – oko 40 minuta (vreme može varirati zavisno od otpora kože)
 2. Ostali režimi – oko 300 minuta
- STANDBY: Oko 60 dana