


L&L Skin

MIGA Prenosivi oralni irrigator

Uputstvo za upotrebu



Hvala što ste odabrali L&L Skin prenosivi oralni irrigator!

Zdravi zubi, srećan život!

Važne sigurnosne mjere

Prilikom korišćenja ovog proizvoda, posebno u prisustvu djece, potrebno je pridržavati se osnovnih sigurnosnih mjera.

MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE SVA UPUTSTVA PRIJE UPOTREBE.

Opasnost:

Kako biste smanjili rizik od električnog udara:

- Ne rukujte punjačem mokrim rukama.
- Držite proizvod i punjač dalje od vode ili drugih tečnosti.
- Ne dirajte uređaj koji je pao u vodu. Odmah ga isključite iz struje.
- Provjerite ispravnost proizvoda prije upotrebe.

Upozorenje:

Kako biste smanjili rizik od opekotina, električnog udara, požara ili drugih povreda:

- Ako je proizvod otvoren ili rastavljen iz bilo kog razloga, garancija neće važiti.
 - Nemojte priključivati uređaj na adapter koji ne odgovara propisanom naponu.
 - Nikada ne koristite uređaj u sljedećim situacijama:
 - Ako je kabl ili utikač oštećen;
 - Ako uređaj ne radi ispravno;
 - Ako je uređaj oštećen ili je pao u vodu;
 - vratite uređaj u ovlašćeni servis na pregled i popravku.
 - Ne usmjeravajte mlaz vode ispod jezika, u uši, nos ili druge osjetljive organe. Pritisak vode može izazvati ozbiljna oštećenja.
 - Pridržavajte se uputstava za upotrebu ovog proizvoda.
 - Magnetna polja: Pejsmejkeri i slični ugrađeni medicinski uređaji mogu biti pogođeni magnetnim poljima.
 - Blago krvarenje je normalno pri prvoj upotrebi oralnog irigatora. Ako dođe do jakog krvarenja, prekinite upotrebu i konsultujte se sa stomatologom.
 - Isključite uređaj iz struje prije punjenja rezervoara. Napunite rezervoar samo vodom, osim ako stomatolog ne preporuči drugačije.
 - Nikada ne ubacujte predmete u otvore ili crijevo uređaja.
 - Ne stavljajte punjač i kabl na vruće površine.
 - Ne koristite uređaj u prostorijama gde se koriste aerosolni proizvodi (sprejevi) ili gde se primenjuje kiseonik.
 - Ne koristite jod, slanu vodu (fiziološki rastvor) ili koncentrisana eterična ulja koja nisu rastvorljiva u vodi u ovom uređaju
- Korišćenje takvih supstanci smanjiće performanse uređaja i skratiti njegov vijek trajanja. Ako se koriste, garancija može postati nevažeća.
- Ne koristite uređaj dok nosite oralne dodatke. Uklonite ih prije upotrebe.
 - Ne koristite uređaj ako imate otvorene rane na jeziku ili u ustima.


- Ako vam je ljekar preporučio uzimanje antibiotika prije hirurških zahvata, konsultujte se sa stomatologom prije upotrebe ovog uređaja ili bilo kojih drugih sredstava za oralnu higijenu.
- Potreban je nadzor kada uređaj koriste, ili su u blizini, djeca ili osobe sa invaliditetom.
- Ne dozvolite da se djeca igraju s ovim električnim uređajem.
- Uređaj ne sadrži dijelove koje korisnik može održavati niti zahtjeva održavanje.
- Rezervoar puniti samo mlakom vodom ispod 30°C ili rastvorom koji preporuči stomatolog.
- Koristite uređaj u skladu s uputstvom za upotrebu ili preporukama stomatologa.
- Nikada ne blokirajte otvore za vazduh na uređaju i ne postavljajte ga na meke površine, poput kreveta ili kauča, gde otvori mogu biti blokirani. Držite otvore za vazduh slobodnim od vlakana, kose i drugih nečistoća.

Molimo vas da čuvate uputstvo za upotrebu

Sadržaj

Važne sigurnosne mjere	1-2
Sadržaj	3
Opis proizvoda	4
Pribor za proizvod i specifikacije	5
Koraci za upotrebu	6-8
Savjeti	9
Primjer rastavljanja	10
Rukovanje baterijom i održavanje	11
Često postavljana pitanja (FAQ)	12

Ako u sadržaju ovog priručnika postoje tipografske greške ili nesporazumi, naša kompanija zadržava pravo konačnog objašnjenja. U slučaju nadogradnje proizvoda ili ažuriranja podataka, oni će biti uključeni u novu verziju Uputstva za upotrebu bez daljeg obavještanja. Ako se izgled i boja proizvoda razlikuju, važi stvarni proizvod u pakovanju.




Opis proizvoda

- Kutija za skladištenje
- Čep za izlaz
- Kontrolna lampica uređaja
- Mlaznica
- Priključak za punjenje kutije za skladištenje
- Kontrolna lampica kutije za skladištenje
- Uklanjanje mlaznice - uklonite gornji poklopac
- Taster za uključivanje/isključivanje
- Priključak za punjenje uređaja
- Rezervoar

Pribor za proizvod i specifikacije

Pribor za proizvod



- Mlaznica x1
- Korisnički priručnik x1
- Kabl za punjenje x1

Zamjenjive mlaznice/dodaci mogu se kupiti od dobavljača.


Specifikacije proizvoda

Naziv proizvoda		L&L Skin Prenosivi oralni irigator
Oralni irigator	Broj proizvoda	MIGA
	Napon za rad	3.7V
	Nazivna snaga	5W
	Nivo vodootpornosti	IPX7
	Vrijeme punjenja	Potrebno je više od 2 sata za potpuno punjenje
	Ulazni parametri	SV 1A
Zemlja porijekla		P.R.C (Narodna Republika Kina)
Izvršni standard		GB470G (ne mogu procitati tekst)

Koraci za upotrebu


Aktivacija

Veoma važno! Prije nego što prvi put upotrebite uređaj, potpuno ga napunite. Povežite magnetski kabl za punjenje sa djelom za punjenje uređaja i uključite uređaj. Proizvod se ne može koristiti tokom punjenja.




Kao što je prikazano na slici 1, otvorite poklopac rezervoara i natočite vodu u njega.

Napomena: Molimo vas da provjerite da li je uređaj isključen prilikom punjenja rezervoara.



Instalacija i uklanjanje mlaznice

Umetnite mlaznicu u srednji otvor uređaja dok ne čujete zvuk "klik", čime je instalacija obavljena. Ako želite da zamijenite ili uklonite mlaznicu, pritisnite mlaznicu da uklonite gornji poklopac, a zatim izvadite mlaznicu.




Koraci za upotrebu

Obična četkica za zube ne može očistiti ostatke hrane koji se nalaze duboko u vašim ustima. Tradicionalni zubni konac može doći samo do ograničenih oblasti ispod desni. Međutim, L&L Skin prenosivi oralni irigator može brzo i efikasno očistiti ostatke hrane duboko u desnim i između zuba, održavajući vaša usta urednim.


Koraci za upotrebu

- Pritisnite dugme za uključivanje, uređaj počinje da radi, pritisnite ga ponovo da biste zaustavili uređaj. Uređaj će se automatski isključiti ako nije korišćen u roku od jednog minuta.
- Tokom punjenja, magnetski kabl za punjenje može se direktno povezati na uređaj ili uređaj može biti punjen u kutiji za skladištenje.
- Tokom punjenja, LED svetlo treperi dok se uređaj puni i svetli kada je potpuno napunjen.
- Kada koristite uređaj, LED svetlo ostaje upaljeno ako je preostalo više od 20% energije i počinje da treperi ili pulsira kada je ispod 20%.
- Kada je baterija veoma slaba, LED svetlo će treptati tri puta i uređaj se neće uključiti.
- Punjač je pogodan za: AC 100-240VAC, 50/60 Hz, izlaz 5V 1A.
- Uređaj se ne može koristiti tokom punjenja.
- Tokom upotrebe, držite uređaj uspravno kako biste osigurali da je u najboljem radnom stanju; rotirajte mlaznicu da biste prilagodili protok vode.
- Krvarenje desni može se desiti pri prvoj upotrebi oralnog irigatora, jer svaka osoba različito podnosi pritisak u desnim. Ovo je normalno, pa slobodno nastavite sa upotrebom.
- Kada prvi put koristite proizvod, počnite sa najnižim stepenom pritiska i postepeno povećavajte pritisak kako se vaša usna šupljina prilagođava.
- Ako poklopac rezervoara otpadne:
 1. Poravnajte gumicu poklopca rezervoara sa otvorom rezervoara.
 2. Pritisnite ga dok ne čujete "klik".




Savjeti

Nagnite se nad lavabo, stavite mlaznicu u usta i usmjerite je prema desnim i zubima, pritisnite dugme za uključivanje da biste aktivirali uređaj.




Prskajte vodu pod uglom od 90° prema desnim i lagano zatvorite usta kako biste spriječili da voda prska naokolo. Da biste postigli najbolje rezultate, počnite čišćenje od kutnjaka (zadnjih zuba) i pomjerajte se prema prednjim zubima. Pomjerajte mlaznicu duž linije desni i zadržite se na svakom prostoru između zuba dok ne očistite desni i razmak između zuba.




Primjer rastavljanja

Kada završite sa upotrebom:

Isključite uređaj, otvorite stražnji poklopac rezervoara sa otvorom za punjenje okrenutim prema dolje, kao što je prikazano na slici, i ispraznite preostalu tečnost iz rezervoara. Zatim uključite uređaj i ispraznite preostalu tečnost iz uređaja dok voda prestane da izlazi, a zatim isključite uređaj.



Kao što je prikazano na slici, držite tijelo proizvoda jednom rukom, a rezervoar drugom rukom dok povlačite rezervoar prema dole.



Napomena: Moguća je prisutnost vlage unutar uređaja prije njegove prve upotrebe (u rezervoaru i usisnom crijevu), što je ostatak destilovane vode koja je korišćena za testiranje proizvoda.

Rukovanje baterijom i održavanje

Održavanje baterije

- Uređaj mora biti potpuno napunjen prije prve upotrebe, a naredna punjenja traju oko dva sata.
- Uključite USB kabl u utičnicu za punjenje i povežite ga sa izvorom napajanja.
- Ako uređaj neće biti korišćen duži vremenski period, molimo vas da ga potpuno napunite pre nego što ga spremite.
- Kako biste maksimalno produžili vijek trajanja baterije, molimo vas da je odmah napunite kada je napon nizak.

Rukovanje baterijom


Ovaj uređaj sadrži litijumsku bateriju, koja treba da se reciklira na kraju svog životnog vijeka.

Molimo vas da bateriju reciklirate u lokalnom centru za reciklažu.

Baterija se ne može zamjeniti.

Uklanjanje ugrađene baterije

- Koristite odvijač ili drugi alat da podignete i uklonite mlaznicu, kako biste skinuli sklop gornjeg poklopca i uklonili priključak za punjenje.
- Uklonite bateriju radi reciklaže.
- Budite oprezni da ne dođe do kratkog spoja između pozitivnog i negativnog kraja baterije, te izolujte krajeve trakom.



Problemi	Razlozi	Rješenja
Curanje između mlaznice i tela uređaja	Oštećeni brtveni prsten u držaču mlaznice, mlaznica nije pravilno postavljena.	Kontaktirajte prodavca za popravku, pravilno postavite mlaznicu.
Curanje na ulazu vodene pumpe	Oštećeni brtveni prsten ili nečistoće na ulaznoj strani.	Kontaktirajte prodavca za popravku.
Curenje rezervoara za vodu	Oštećeni brtveni prsten.	Zamjenite brtveni prsten ili kontaktirajte prodavca za popravku.
Nedovoljni pritisak	Nizak napon tokom korišćenja.	Koristite uređaj nakon što se potpuno napuni.
Uređaj ne može da se upali	Nizak napon tokom korišćenja.	Koristite uređaj nakon što se potpuno napuni ili kontaktirajte prodavca za popravku.
Proizvod ne prska vodu	Prva upotreba ili dugo nije korišćen.	Nakon što dodate odgovarajuću količinu vode u port za postavljanje mlaznice, ponovo instalirajte mlaznicu, a zatim uključite uređaj.

Ako i dalje ne možete riješiti problem prema gore navedenim metodama, molimo vas da se posavjetujete sa prodavcem ili odete u ovlašćeni servis za popravku.