

L&L Skin
IPL uređaj za uklanjanje dlačica
NAMI



Uputstvo za upotrebu
Pažljivo pročitajte ovo uputstvo prije upotrebe

Sadržaj

1. Upotreba i opis proizvoda.....	1
2. Sigurnosne mjere opreza.....	1
3. Primjenjivi korisnik.....	5
4. Identifikacija dijelova.....	7
5. Način upotrebe.....	9
6. Mogući neželjeni efekti.....	13
7. Održavanje.....	14
8. Odlaganje.....	15
9. Otklanjanje kvarova.....	16
10. Specifikacije.....	19

1. Upotreba i opis proizvoda

Namjena za upotrebu: IPL uređaj za uklanjanje dlačica je uređaj koji se može kupiti bez recepta i namijenjen je uklanjanju neželjenih dlačica. Uređaj je takođe nemjenjen za trajno smanjenje ponovnog rasta dlačica, što se definiše kao dugoročno, postepeno smanjenje broja dlačica koje ponovo rastu, mjerene na 6, 9 i 12 mjeseci nakon završetka tretmanskog režima.

Opis uređaja:

--IPL uređaj za uklanjanje dlačica koristi se za uklanjanje viška dlačica na licu i tijelu, a može takođe smanjiti ponovni rast dlačica. Proizvod se može koristiti na dijelovima tijela kao što su pazuh, bikini zona, ruke, dlačice na licu ispod linije brade, leđa i noge.

--Tehnologija intenzivnog pulsirajućeg svjetla (IPL) može postići dugoročne rezultate uklanjanja dlačica uz samo mali dio nivoa energije koji se koristi u drugim uređajima zasnovanim na

svjetlosti za uklanjanje dlačica. Nizak nivo energije koji se koristi prilikom pomjeranja uređaja za uklanjanje dlačica po koži smanjuje njegov potencijal da izazove štetu ili komplikacije i doprinosi vašoj ukupnoj bezbjednosti.

--Uređaj je dizajniran tako da prozor za bljesak zahtijeva potpuni kontakt sa kožom da bi radio (bljesak). Nema rada (bljeska) sve dok prozor za bljesak nije u kontaktu sa kožom.

2. Sigurnosne mjere opreza

2.1 Kontraindikacije

IPL uređaj za uklanjanje dlačica nije pogodan za svakoga; molimo vas da se prije upotrebe upoznate sa sljedećim detaljnim informacijama:

- NEMOJTE koristiti uređaj ako imate veoma tamnu kožu. Veoma tamna koža može apsorbirati previše svjetlosne energije i tako oštetiti kožu (npr. opekotine, tetovaže, ožiljci itd.).
- NEMOJTE koristiti uređaj ako je vaša koža nedavno bila vještački ili prirodno potamnjela ili je izgorjela od prekomjernog izlaganja suncu.
- NEMOJTE koristiti ako ste osjetljivi na sunčevu svjetlost (fotosenzitivnost) ili uzimate lijekove koji izazivaju fotosenzitivnost, npr. određeni antibiotici poput tetraciklina, nesteroidni antiinflamatorni lijekovi (NSAIL) poput ibuprofena ili retinoidi poput Accutane-a i/ili lokalni retinoidi poput RetinA.
- NEMOJTE koristiti uređaj ako imate istoriju raka kože ili prekanceroznih lezija (npr. nevusi ili veliki broj mladeža).
- NEMOJTE koristiti ako ste trudni, dojite ili imate menstruaciju.
- NEMOJTE koristiti uređaj na osobama mlađim od 18 godina.

2.2 Upozorenja

Nikada nemojte koristiti uređaj na sljedećim područjima:

- Oko očiju i u blizini obrva.
- Na bradavicama, areolama, malim usnama, vagini, anusu i unutar nozdrva i ušiju.
- Muškarci ga ne smiju koristiti na skrotumu.
- Preko i u blizini bilo čega vještačkog kao što su silikonski implantati, pejsmejkeri, potkožni portovi za injekcije (dispenzeri za insulin) ili pirsinzi.
- Na mladežima, pjegama, velikim venama, tamnije pigmentisanim područjima, ožiljcima i anomalijama kože bez konsultacije sa ljekarom. Ovo može dovesti do opekotina i promjene boje kože, što potencijalno otežava prepoznavanje bolesti povezanih s kožom.
- Na bradavicama (verukama), tetovažama ili trajnoj šminki, jer ovo može dovesti do opekotina i promjene boje kože.
- Na područjima gdje koristite dugotrajne dezodoranse. Ovo može izazvati reakcije kože.
- Nikada nemojte koristiti ovaj uređaj na koži zahvaćenoj opekotinama od sunca ili nedavno potamnjenoj prirodno ili lažno potamnjenoj koži. Napomena: Ova lista nije iscrpna. Ako niste sigurni da li možete koristiti ovaj uređaj, savjetujemo vam da se konsultujete sa ljekarom
- Prestanite odmah da koristite ovaj uređaj ako primijetite veliko crvenilo kože
- Oštećenje kože može nastati nakon produžene ili ponovljene površinske primjene na istom mjestu.
- Ako je glavni kabl oštećen, mora ga zamijeniti PROIZVOĐAČ, servisni centar ovlašten od strane PROIZVOĐAČA ili slično kvalifikovano lice kako bi se izbjegao rizik od strujnog udara.

BEZBJEDNOST OČIJU

- Uređaj emituje bljeskove intenzivnog pulsirajućeg svjetla, što može biti štetno za oko pri direktnom izlaganju.
- NEMOJTE direktno gledati u prozor za bljesak kada je uređaj priključen na električnu energiju i uključen.
- NEMOJTE pokušavati da aktivirate uređaj usmjeren prema oku.
- Preporučuje se nošenje zaštitnih naočara i okretanje pogleda od uređaja prilikom aktiviranja dugmeta za bljesak.
- Uređaj je namijenjen isključivo za smanjenje rasta dlačica. Ne koristite ga ni u kakve druge svrhe.
- Upotreba kontrola ili podešavanja ili izvođenje postupaka koji nisu navedeni u ovom uputstvu može dovesti do opasnog izlaganja zračenju.
- Zabranjena je upotreba adaptera koji nije u skladu sa specifikacijom, jer to može oštetiti uređaj.
- Korisnik smije obavljati samo čišćenje, dok su druga održavanja zabranjena.
- Uvijek provjerite uređaj prije upotrebe. Ne koristite uređaj niti adapter ako su oštećeni.
- Nikada nemojte ubacivati bilo kakve predmete u uređaj.
- Ne koristite uređaj ako je filter prozora za bljesak oštećen.
- Ako je uređaj pokvaren, ne dirajte nijedan unutrašnji dio kako biste izbjegli strujni udar.
- Nikada nemojte koristiti komprimovani vazduh, žice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su benzin ili aceton za čišćenje uređaja.
- Nijedan dio uređaja ne može se servisirati niti održavati dok je uređaj u upotrebi.
- Ne rastavljajte, ne popravljajte niti ponovo sastavljajte proizvod bez prisustva stručnog osoblja, jer to može izazvati oštećenje, kvar ili ličnu povredu.
- Ne ostavljajte opremu bez nadzora kada je uključena kako biste izbjegli rizik od požara ili opekotina.
- Bilo kakva neovlašćena izmjena uređaja je zabranjena, jer može dovesti do neprihvatljivog rizika.
- Ne koristite uređaj ako postane neprijatno vruć na dodir.
- Ne pokušavajte da aktivirate (bljesak) uređaj na bilo koju površinu osim kože.
- Ne blokirajte izlaz za vazduh uređaja.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatkom iskustva i znanja, osim ako im nije obezbijeđen nadzor ili uputstvo o korišćenju opreme kako bi se izbjegao rizik od požara ili opekotina.
- Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu kod djece. Djecu treba nadzirati kako bi se osiguralo da se ne igraju sa opremom i time izazovu rizik od požara ili opekotina.
- Ne izlažite opremu jakim udarcima kako biste izbjegli rizik od oštećenja lampe.
- Uvijek isključite uređaj iz struje nakon upotrebe i u slučaju nestanka električne energije kako biste izbjegli rizik od oštećenja opreme.
- Ne koristite ovaj uređaj u blizini kada se kupate, tuširate, ili pored lavaboja ili drugih posuda koje sadrže vodu.
- Ne postavljajte opremu na način koji otežava rukovanje utikačem, koji služi za električnu izolaciju krugova opreme od napajanja iz mreže.
- Prateći strujni adapter je sastavni dio uređaja; ne koristite drugi adapter za napajanje.

2.3 Mjere opreza

- Molimo pažljivo pročitajte sva uputstva i sigurnosne mjere prije upotrebe.
- Koristite isključivo u skladu sa uputstvima za upotrebu.

- Držite van domašaja djece.
- Provjerite da li napon naveden na uređaju odgovara lokalnom mrežnom naponu prije nego što priključite uređaj, kako biste izbjegli rizik od strujnog udara ili trajnog oštećenja uređaja.
- Ako utičnica koja se koristi za napajanje uređaja ima loš kontakt, utikač uređaja može postati vruć. Uvjerite se da je uređaj priključen u pravilno instaliranu utičnicu kako biste izbjegli rizik od požara i opekotina.
- Kada se ne koristi, uređaj treba čuvati u suvoj sredini; ne stavljajte nikakve teške predmete na uređaj.
- Pacijent je predviđeni korisnik; pacijent može koristiti sve funkcije.
- Ako je adapter oštećen, uvijek ga zamijenite originalnim tipom kako biste izbjegli opasnost.
- Iz higijenskih razloga, uređaj treba koristiti samo jedna osoba.
- Držite uređaj i adapter suvim. Ovaj uređaj nije periv.
- Adapter je sastavni dio ove medicinske električne opreme (ME opreme).
- Držite uređaj dalje od vlakana, prašine i svjetlosti.

3. Primjenjivi korisnik

Pogodan samo za osobe starije od 18 godina sa Fitzpatrick tipovima kože I–V.

PRIJE KORIŠĆENJA UREĐAJA odaberite svoj ton kože na osnovu Fitzpatrickove skale fototipova, koju je razvio dermatolog sa Harvard medicinske škole, Thomas Fitzpatrick, M.D., PhD, radi klasifikacije tena osobe i njihove tolerancije na sunčevu svjetlost.

Na skali postoji šest nivoa tonova kože.

Molimo VAS DA IDENTIFIKUJETE svoj ton kože i provjerite sljedeći dijagram kako biste utvrdili da li je proizvod primjenjiv. Pogledajte odjeljak 5.1.

Stepen bezbjednosti	Primjenjivo	Primjenjivo	Primjenjivo	Primjenjivo	Primjenjivo, ali s oprezom	Nije primjenjivo
	Tip I Blijela, vrlo svijetla koža	Tip II Svijetla koža	Tip III Kremasto bijela koža	Tip IV Umjereno smeđa koža	Tip V Tamnobraon koža	Tip VI Intenzivno pigmentisana tamnobraon do najtamnije braon, crna koža
Primjer						

UPOZORENJE:

- Odaberite nivo koji vam je udoban u skladu sa tolerancijom vaše kože i postepeno povećavajte nivo od jedan do devet. Ako nema neprikladnih reakcija, možete postepeno povećavati nivo.
- Boja vaše kože može se promijeniti, na primjer ako je koža potamnila usljed sunčanja: tada može biti tamnija nego tokom prethodnog tretmana. Zato je važno da provjerite

podešavanja prije svakog tretmana i prilagodite ih različitim područjima tretmana. Neka područja mogu biti tamnija od drugih.

- Korisnici sa tipom kože V treba da koriste uređaj sa posebnom pažnjom jer je vjerovatnije da će doživjeti neželjene efekte. Ako imate poteškoća da utvrdite da li pripadate tipu kože V ili VI, obratite se svom ljekaru.

UPOTREBA NA PRIHVATLJIVOJ BOJI DLAKA

Ilustracija	Boja	Primjenjivo ili ne
	Bijela/Siva	Ne
	Svijetlo zlatna	Ne
	Crvena	Ne
	Svijetlosmeđa	Da
	Smeđa	Da
	Tamnosmeđa	Da
	Crna	Da

Korišćenje uređaja se ne preporučuje za bijele, sive, svijetlo zlatne ili crvene dlačice.

4. Identifikacija dijelova


4.1 Spisak pakovanja

Po otvaranju paketa, možete vidjeti sljedeći sadržaj:

- IPL uređaj za uklanjanje dlačica ×1
- Uputstvo za upotrebu ×1
- Strujni adapter ×1
- Zaštitne naočare ×1
- Brijač ×1
- Vrećica za odlaganje ×1

4.2 Struktura proizvoda

- ① Safirna rashladna površina za kontakt s kožom / Prozor za bljesak
- ② Nivo intenziteta
- ③ Dugme za bljesak
- ④ Simbol za detekciju kože
- ⑤ Priključak za napajanje
- ⑥ Prekidač za uključivanje / prekidač za podešavanje nivoa energije
- ⑦ Izlaz za vazduh
- ⑧ Strujni adapter



4.3 Opis LCD ekrana

- ① Pritisnite prekidač za uključivanje 2 sekunde i ponovo ga pritisnite za promjenu nivoa
- ② Pritisnite i držite dugme za bljesak 2 sekunde da biste prešli između ručnog i automatskog režima

4.4 Uputstvo za funkcije

IPL uklanjanje dlaka – Intenzivno pulsirajuće svjetlo (IPL) koristi oblik terapije svjetlom koji emituje brojne talasne dužine, a koje zatim apsorbiruje melanin u dlačicama, izazivajući stvaranje toplote. Ova toplota uništava folikul dlačice dovoljno da ukloni dlaku i spriječi njen budući rast.

Safirna rashladna funkcija uređaja za uklanjanje dlačica omogućava da sistem za hlađenje ledom radi zajedno sa IPL sistemom. Na taj način tretirano područje istovremeno dobija hlađenje i efikasno IPL svjetlo. To efikasno sprečava opekotine i bol tokom upotrebe. Funkcija zavisi od termoelektričnog hladnjaka (TEC). Kada uređaj vrši uklanjanje dlačica, TEC proizvodi PELTIER-efekat. Kada struja protiče kroz spoj formiran od dva različita provodnika, energetska nivo elektrona skače. Elektron tada mora apsorbirati toplotu, što uzrokuje da rashlađeno područje u kontaktu sa kožom formira hladnu površinu, čime se smanjuje temperatura kože korisnika na tretiranim dijelovima.

5. Način upotrebe


5.1 Priprema za upotrebu

A. Prije upotrebe, uvjerite se da je vaša koža u dobrom stanju, bez povreda i rana. Trebalo bi da prethodno pripremite kožu čišćenjem, brijanjem kako biste uklonili sve vidljive dlačice i osigurali da je koža bez dlaka, potpuno suva i bez masnoće. Nemojte koristiti depilacione kreme ili vosak jer hemikalije mogu izazvati reakcije na koži. Očistite površinu za kontakt s kožom i filter mekom krpom. Najprije pogledajte odjeljak 3 Primjenjivi korisnik i provjerite da li je vaš ton kože pogodan za ovaj proizvod na osnovu karte tonova kože koja je priložena u uputstvu.

B. Test iradijacije kože: Prije prvog tretmana preporučujemo da testirate reakciju kože. Odaberite mjesto na ruci ili nozi za izvođenje testa. Povežite adapter za napajanje i uključite uređaj. Podesite nivo na 1, pritisnite površinu za kontakt s kožom čvrsto na odabrano mjesto i pritisnite dugme za bljesak da emitujete svjetlost. Pomjerite uređaj na drugu testnu poziciju i povećajte nivo energije, zatim ponovo pritisnite dugme za bljesak da uradite još jedan testni tretman. Ako se osjećaj čini udobnim, povećajte podešavanje za jedan nivo i isprobajte na drugoj testnoj poziciji. Ne primjenjujte više od jednog bljeska na isto mjesto. Za svjetliju kožu, provjerite rezultat nakon 30 minuta, a za tamniju nakon 60 minuta. Ako koža ne pocrveni, to znači da je uređaj pogodan za vašu kožu. Ako nema abnormalnosti na koži, ali osjećate intenzivnu toplotu tokom tretmana, onda je posljednji nivo energije najprikladniji za vašu kožu. (Molimo vas da prije testa nosite naočare kako biste zaštitili oči od svjetlosti.)

5.2 Koraci upotrebe


1. Prije svakog tretmana očistite površinu za kontakt s kožom i filter mekom krpom.
2. Povežite adapter za napajanje i pritisnite prekidač za uključivanje 2 sekunde da biste uključili uređaj.




3. Ručno možete podešavati nivo energije pritiskom na prekidač za uključivanje, kojim se nivo energije podešava redosledom 1-2-3-4-5-4-3-2-1, kako je prikazano. Preporučuje se da pri prvoj upotrebi uređaj koristite od prvog nivoa i postepeno povećavate nivo energije.
4. Nosite profesionalne naočare kako biste izbjegli oštećenje očiju.



5. Kada je nivo energije podešen, postavite površinu za kontakt s kožom pod uglom od 90° kako biste osigurali potpuni kontakt s kožom. Ako simbol za detekciju kože na ekranu prestane da treperi, pritisnite dugme za bljesak da emitujete svjetlost. Ako površina za kontakt s kožom nije u potpunom kontaktu s kožom, neće doći do emitovanja svjetlosti kada pritisnete dugme za bljesak.



6. Kada pritisnete dugme za bljesak, uređaj će emitovati svjetlost dva puta i biće praćeno blagim toplim osjećajem peckanja. Osjetićete toplotu bljeska. Pomjerite uređaj na sljedeće područje za uklanjanje dlačica. Kada simbol za detekciju kože prestane da treperi, što označava potpuni kontakt sa kožom, ponovite postupak.



7. Ručni režim / Automatski režim

Podrazumijevani režim je ručni režim. U ručnom režimu, nakon što uređaj i koža pravilno dođu u kontakt, pritisnite dugme za bljesak da biste oslobodili jedan bljesak.

Možete držati dugme za bljesak 2 sekunde da biste podesili automatski režim. Ikona za automatski režim će zasvijetliti. U automatskom režimu bljesak će se automatski emitovati kada pomjerate uređaj po koži, pod uslovom da površina za kontakt sa kožom dodiruje kožu.

8. Zaštita od pregrijavanja

Do pregrijavanja može doći ako se uređaj koristi neprekidno duže vrijeme. Kada komponenta za mjerenje temperature na ploči otkrije da je dostigla 48 stepeni, uređaj će prestati sa radom. Molimo vas da ostavite uređaj da se ohladi prije ponovnog uključivanja.

9. Ako uređaj ne bude aktivan 5 minuta, automatski će se isključiti.

10. Nakon upotrebe, isključite uređaj pritiskom na prekidač za uključivanje i izvucite strujni adapter iz utičnice.


Savjet: Nakon što je uređaj uključen, podesite ga na odgovarajući režim i nivo za uklanjanje dlačica. Za korisnike koji prvi put koriste uređaj, molimo vas da pogledate odjeljak 5.1 kao referencu za test kože.

5.3 Njega kože nakon tretmana

Blago crvenilo, suvoća, svrab, peckanje ili osjećaj toplote na koži su bezopasne reakcije. Možete koristiti led za obloge kako biste ublažili simptome.

Nakon uklanjanja dlaka preporučuje se nanošenje losiona za tijelo radi njege kože. Nemojte koristiti proizvode za njegu kože koji sadrže alkohol. Ne izlažite tretirana područja suncu. Sačekajte najmanje 7 dana nakon tretmana prije nego što tretiranu kožu izložite direktnoj sunčevoj svjetlosti.

5.4 Preporučeni raspored tretmana



Napomena:

Učestalost upotrebe zavisi od individualne brzine rasta dlaka. Kod svake osobe će biti različita.

6. Mogući neželjeni efekti

Kada se uređaj koristi u skladu sa uputstvom za upotrebu, neželjeni efekti su rijetki. Molimo vas da tretman obavljate na odgovarajućem nivou energije kako biste smanjili vjerovatnoću pojave neželjenih efekata.

Međutim, svaki kozmetički postupak, uključujući i upotrebu kućnih uređaja, može izazvati određeni stepen neželjenih efekata:

Manji neželjeni efekti	· Iritacija/crvenilo – ako ne nestane u roku od 24 sata, obratite se ljekaru · Osjetljivost na sunce – izbjegavajte više od 15 minuta direktnog izlaganja suncu najmanje 2 sedmice nakon tretmana.
Rijetki neželjeni efekti Potražite medicinski savjet ukoliko se javi bilo koji od ovih slučajeva	· Opekotine · Ožiljci · Promjene pigmenta · Pretjerano crvenilo · Otok
Izuzetno rijetki neželjeni efekti Potražite medicinski savjet ukoliko se javi bilo koji od ovih slučajeva	· Infekcija · Modrice

Molimo vas da se obratite svom ljekaru ako tokom ili nakon tretmana uklanjanja dlačica osjetite uporan ili jak bol ili iritaciju.

7. Održavanje

Čišćenje

- Uvjerite se da je uređaj isključen i izvučen iz utičnice prije čišćenja.
- Preporučuje se da se zaštitni poklopac aplikatora čisti nakon svake upotrebe pomoću suve i čiste krpe kako biste nježno obrisali uređaj.
- Držite uređaj suvim, nikada ga nemojte potapati u vodu niti u bilo koju njegovu komponentu.
- Držite uređaj suvim, nikada ga nemojte potapati u vodu ili druge tečnosti.
- Kada se glavni dio uređaja ili adapter zaprljaju, nježno prebrišite površinu glavnog dijela ili adaptera mekom krpom. Uvjerite se da su svi nečistoće u potpunosti uklonjene.
- Za tvrdokorne mrlje na prozoru za bljesak, navlažite pamučni štapić hirurškim alkoholom ili alkoholom za dezinfekciju (koncentracija alkohola $\geq 70\%$), nanesite ga na prozor za bljesak i očistite nježno krpom bez vlakana. Koristite mali ručni usisivač da uklonite prašinu i ostatke iz otvora na ručnom dijelu uređaja.
- Ne koristite sredstva za čišćenje kako biste očistili uređaj.
- Očistite uređaj kada se prašina ili nečistoće nalaze na njegovoj površini. Nakupljanje prašine može uticati na odvođenje toplote iz uređaja i uzrokovati previsoku temperaturu, što može oštetiti uređaj ili izazvati opekotine na koži.
- Metod tretmana za ovaj proizvod zasniva se na IPL tehnologiji, pa je dovoljno koristiti suhu i čistu krpu za čišćenje, bez potrebe za dezinfekcijom.

Skladištenje

- Da biste izbjegli lomljenje ili gubitak uređaja i njegovih dodataka, molimo vas da uređaj i dodatke nakon svake upotrebe odložite u originalnu kutiju.
- Zabranjeno je otvaranje ili popravka uređaja, jer to može oštetiti uređaj i poništiti garanciju.
- Očistite uređaj prije nego što ga odložite.
- Čuvajte uređaj na hladnom i suvom mjestu, daleko od sunčeve svjetlosti. Ne skladištite ga u vlažnom ili mokrom okruženju, jer to može uticati na funkciju proizvoda.
- Kada se uređaj iznese iz minimalne/maksimalne temperature skladištenja, preporučuje se da miruje 4 sata prije upotrebe.

8. Odlaganje



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati zajedno sa ostalim kućnim otpadom u SAD-u. Da biste spriječili moguću štetu po životnu sredinu ili ljudsko zdravlje usljed nekontrolisanog odlaganja otpada, reciklirajte ga na odgovoran način kako biste podstakli održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Za vraćanje vašeg korišćenog uređaja koristite sisteme za povrat i prikupljanje ili kontaktirajte maloprodavca kod kojeg je proizvod kupljen. Oni mogu preuzeti ovaj proizvod radi ekološki bezbjednog recikliranja.

Uređaj i dodaci se moraju odlagati u skladu sa lokalnim propisima nakon isteka njihovog vijeka trajanja.

Alternativno, mogu se vratiti prodavcu ili proizvođaču radi reciklaže ili pravilnog odlaganja.

9. Otklanjanje kvarova

U nastavku su sažeti najčešći problemi na koje možete naići prilikom korišćenja uređaja. Ako ne možete riješiti problem pomoću informacija datih ispod, molimo vas da kontaktirate svog lokalnog distributera:

Problem	Mogući uzrok	Rješenje
Uređaj proizvodi čudan miris	Dlaka u folikulu se zagrijava i sagorijeva stvarajući poseban miris Ostaci dlaka pričvršćeni za uređaj apsorbuju toplotu, miris sagorijevanja	Očistite uređaj
Adapter uređaja postaje topliji tokom upotrebe	Unutrašnji uređaji rade i generišu toplotu	Normalna pojava
Tokom upotrebe, koža osjeća nepodnošljiv bol	Podešavanje nivoa intenziteta je visoko	Podesite nivo intenziteta
	Oštećen UV filter	Kontaktirajte tim za korisničku podršku
	Mjesto tretmana nije pogodno za upotrebu ovog uređaja	Pročitajte odjeljak 'Sigurnosne mjere' u 'Korisničkom uputstvu'
	Dlaka na površini kože nije uklonjena i apsorbovana toplota se prenosi direktno na epidermis kože	Prije upotrebe uređaja, obavezno uklonite dlačice sa površine kože kako biste smanjili bol
U normalnim uslovima, uređaj je priključen na napajanje, ali ne radi	Unutrašnji modul za napajanje je oštećen	Kontaktirajte tim za korisničku podršku
Nakon pokretanja, uređaj ostaje u stanju 'pripreme energije' i ne može se koristiti	Unutrašnji modul za napajanje je oštećen	Kontaktirajte tim za korisničku podršku
Uređaj je 'spreman za energiju'. Nakon dodira sa kožom, koža ne reaguje, nema bljeska	Unutrašnje elektronske komponente su oštećene	Kontaktirajte tim za korisničku podršku
Prema "Uputstvu za upotrebu" na 'preporučenom nivou' i uz savjete korisničke podrške, kontinuirana upotreba ne daje zadovoljavajuće rezultate	Nivo intenziteta je prenizak	Podesite nivo intenziteta
	Tokom upotrebe dolazi do preskakanja područja tretmana	Tokom upotrebe, pomjerajte uređaj blizu površine kože kako biste osigurali da nema preskakanja
	Ovaj uređaj nema vidljiv efekat na boojum dlake	Ako su vam dlake svijetlozlatne, bijele, sive ili crvene, ovaj tretman neće imati značajan efekat
	Odgovor vašeg tijela na IPL tretman može biti spor	Ako primijetite spore promjene, nastavite sa upotrebom uređaja radi postizanja boljih rezultata
LCD ekran treperi, nivo energije prikazuje ERROR2 i nema svjetla	Kvar ventilatora	Kontaktirajte tim za korisničku podršku

LCD ekran treperi, nivo energije prikazuje ERROR3 i nema svjetla	Temperatura uređaja je previsoka	Prekinite upotrebu i nastavite nakon što se temperatura spusti na normalan nivo
Nakon pokretanja, vijek trajanja se prikazuje kao 0 i uređaj se ne može koristiti	Kraj životnog vijeka uređaja	Kontaktirajte tim za korisničku podršku

10. Specifikacije

Ovaj uređaj je klasifikovan kao Grupa rizika 1 u skladu sa standardom IEC 62471:2006.

10.1 Parametar

Naziv proizvoda	IPL uređaj za uklanjanje dlačica
Model proizvoda	NAMI
Dimenzije	179 * 61.8 * 36.7 mm
Težina	285 g
Vijek trajanja adaptera	5 godina
Klasifikacija grupe rizika	Izuzeta grupa (IEC 62471:2006 / EN 62471:2008)
Talasna dužina	610–1200 nm
Izlazna energija	2.91 J/cm ² ~ 7.27 J/cm ²
Vrijeme izlaganja (trajanje pulsa) svakog bljeska u ručnom i automatskom režimu	0.48–4.42 ms
Kontinuirani interval izlaganja (samo za automatski režim svakog bljeska)	0.53 s ~ 2.39 s
Izbor nivoa energije	1–5 nivoa
Površina zračenja	3.3 cm ²
Napajanje (Adapter): Model FX48U-120400C	Ulaz: 100–240 VAC; 50/60 Hz; 1.0 A max.; Izlaz: 24.0 V DC; 3.0 A
Napajanje (Adapter): Model DZ048CHL 120400U	Ulaz: 100–240 VAC; 50/60 Hz; 1.5 A max.; Izlaz: 24.0 V DC; 3.0 A
Nazivne vrijednosti glavne jedinice	24.0 V DC; 3.0 A max.
Tehnologija	IPL
Zaštita od električnog udara	Klasa II ME oprema, Tip BF primijenjeni dio
Primijenjeni dio	Prozor za bljesak: tip BF

10.2 Okruženje za upotrebu, skladištenje i transport

Uslovi skladištenja i transporta	
Temperatura	-25 °C ~ 70 °C
Vlažnost	10% do 90% rH
Pritisak	70 ~ 106 kPa
Radni uslovi	
Temperatura	0 °C ~ 30 °C
Vlažnost	10% do 75% rH
Maksimalna radna nadmorska visina	70 ~ 106 kPa

